

DentalHolding



PT-X1 – Proszek profilaktyczny do usuwania trudnych osadów naddziąsłowych

PT-X1 to intensywnie działający proszek profilaktyczny stworzony do skutecznego piaskowania naddziąsłowego w przypadkach wymagających głębszego oczyszczenia. Oparty na sodzie oczyszczonej, z większymi cząsteczkami (65 μm), umożliwia szybkie i efektywne usuwanie twardych osadów, przebarwień oraz złogów bakteryjnych z powierzchni szklivi.

Zastosowanie:

- oczyszczanie zębów z silnych przebarwień (np. po kawie, herbatce, tytoniu),
- higienizacja zębów z dużą ilością osadów przy pierwszej wizycie pacjenta,
- usuwanie biofilmu z koron protetycznych i mostów.

Dla kogo:

Dla pacjentów z widocznymi złogami i osadami, szczególnie palaczy i osób ze zwiększoną skłonnością do odkładania się płytki nazębnej. Zalecany jako pierwszy etap higienizacji przed zastosowaniem delikatniejszych proszków lub zabiegami wybielania.

Informacje:

DentalHolding Sp. z o.o.

www.dentalholding.com

kom. 693 465 184

693 465 185

