

DentalHolding



Refine PT-X3 – uniwersalny proszek do piaskarki do codziennej profilaktyki

PT-X3 to uniwersalny proszek profilaktyczny przeznaczony do codziennego piaskowania naddziąstowego. Na bazie sody oczyszczonej, z cząstkami o wielkości 65 μm , zapewnia skuteczne usuwanie osadów i płytki nazębnej przy zachowaniu optymalnego poziomu ścieralności.

Zastosowanie:

- piaskowanie zębów podczas regularnych wizyt kontrolnych,
- higienizacja szkliwa przed zabiegami wybielania,
- profilaktyczne oczyszczanie uzupełnień protetycznych.

Dla kogo:

Dla pacjentów w programach profilaktyki stomatologicznej,
z prawidłową higieną jamy ustnej i bez zaawansowanych stanów zapalnych.

Informacje:

DentalHolding Sp. z o.o.

www.dentalholding.com

kom. 693 465 184

693 465 185

