

DentalHolding



Refine PT-X6 – proszek do piaskarki na bazie glicyny do delikatnej profilaktyki

PT-X6 to delikatny proszek do piaskarki stomatologicznej bazujący na glicynie – aminokwasie o właściwościach łagodzących i przeciwzapalnych. Jego cząsteczki o wielkości 25 μm zapewniają skuteczne usuwanie biofilmu z miejsc trudno dostępnych, bez ryzyka uszkodzenia tkanek miękkich i twardych.

Zastosowanie:

- czyszczenie implantów i łączników protetycznych,
- piaskowanie w kieszonkach przyzębnych (do 4 mm),
- zabiegi przy stanach zapalnych dziąseł i błon śluzowych.

Dla kogo:

Dla pacjentów z implantami, chorobami przyzębia, tendencją do recesji dziąseł lub nadwrażliwością pozabiegową.

Informacje:

DentalHolding Sp. z o.o.

www.dentalholding.com

kom. 693 465 184

693 465 185

