

DentalHolding



Refine PT-X5 – proszek do piaskarki do higienizacji szkliwa i profilaktyki naddziąstowej

PT-X5 to proszek do piaskowania stworzony specjalnie do pracy na powierzchni szkliwa i w obszarach naddziąstowych. Posiada gradację 65 μm , ale dzięki zoptymalizowanemu kształtowi cząstek pozwala na delikatne, ale efektywne czyszczenie bez nadmiernej abrazyjności.

Zastosowanie:

- oczyszczanie powierzchni przyszyjkowych,
- przygotowanie do lakierowania i fluoryzacji,
- usuwanie osadów z bruzd i przestrzeni międzyzębowych.

Dla kogo:

Dla pacjentów z nadwrażliwością szkliwa oraz w okresie przygotowania do zabiegów estetycznych i ochronnych.

Informacje:

DentalHolding Sp. z o.o.

www.dentalholding.com

kom. 693 465 184

693 465 185

